

Digican ソフトウェア動作環境

CPU	1.3GHz以上の32bit OSが動作可能な(x86)CPU(但しIntel製CPUに限る)
対応OS	Windows XP (32bit版) Professional (Service Pack 3以降) Windows 7 (32bit版) Professional以上(但し 環境依存文字(unicode)は未対応)
グラフィック	ノーマルモニター解像度: XGA (1024×768) 以上 ワイドモニター解像度: WXGA (1280×768) 以上 色数: 32Bit 以上を表示可能な環境
メモリ	(XP使用時) 1GB以上 (Win7使用時) 2GB以上
インターフェース	USB2.0 (USB1.1は不可)
デジタイザ	販売名: 日立コンピュータ機器株式会社製 X線フィルムデジタイザ CP-X610M (薬事承認番号: 22100BZX00240000)
光学ドライブ	CD-ROMメディアの読み込みが可能なドライブ

Windows XP、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。
 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標、および登録商標です。
 ◆ハードウェアスペックは、販売時期における最適な構成を選択します。
 ◆仕様は予告なしに変更されることがあります。予めご了承ください。



開発元

株式会社 ラムテック

〒270-0034
千葉県松戸市新松戸3-283 ゆりのきセンタービル2F

TEL : 047-343-8110 お問い合わせ: <http://www.lamtec.co.jp/info>
 FAX : 047-330-4899 URL : <http://www.lamtec.co.jp/>
 カスタマイズ・新規開発承ります

医用画像データシステムのフロンティア

LAMDIA システムラインナップ

システムユーザのワーキングスタイルにカスタマイズ

